

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/lug-do-drewna-efekt-patyny-p-5628.html>



Ług do drewna efekt patyny

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	21,95 zł
Numer katalogowy	006254
Producent	SOPUR

Opis produktu

Ług do drewna efekt patyny

Ług do drewna efekt patyny jest nowoczesnym płynnym produktem, nadającym powierzchniom drewnianym wygląd starego drewna z efektem patyny. Jest łatwy w użyciu, bezzapachowy.

Zakres stosowania:

Ług do drewna efekt patyny przeznaczony jest do dębowych, sosnowych i jesionowych elementów drewnianych i drewnopochodnych: boazerii, mebli, schodów, elementów dekoracyjnych. Produkt znakomicie nadaje się do postarzania dużych powierzchni takich jak parkiety i podłogi.

Effekt:

Nadaje efekt postarzonego spatynowanego drewna. Produkt reaguje z substancjami zawartymi w drewnie co powoduje uzyskanie oryginalnych wybarwień w kolorze naturalnym drewna. Aby uwidocznić efekt postarzenia, przed położeniem produktu, można drewno mechanicznie uszkodzić (zarysowania, szczerkowanie, odbicia).

Aplikacja:

Przed zastosowaniem Ługu do Drewna zaleca się wykonanie próby. Użycie Ługu prowadzi do nieodwracalnej zmiany barwy drewna. Drewno zawierające garbniki ciemnieje. Ług należy nanosić ręcznie, pędzlem, wałkiem. Po wyschnięciu ściągnąć Ług wełną stalową. W wyniku tego Ług pozostaje w zagłębieniach. Produkt podczas aplikacji nie tworzy zakładki kolorystycznych. Barwienie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.

Suszenie:

Barwione elementy suszyć w temperaturze 20°C przez ok.2h.Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

Wykańczanie powierzchni:

Powierzchnie wybarwione po wyschnięciu należy pokryć Olejem Twardym do Mebli, Olejem do Podłóg NANO lub lakierem SOLAK AC zgodnie z instrukcją stosowania. Do wykończenia można również stosować dowolne produkty lakierowe, jednak mogą one osłabić otrzymany po postarzeniu efekt końcowy.

Wydajność teoretyczna:

Okolo 10-15m² z 1l, w zależności od pożądanego efektu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 500 ml , 2000 ml